


QIAstat-Dx[®] Painel Gastrointestinal



A nova geração de *insights* sindrômicos

O painel gastrointestinal QIAstat-Dx[®] utiliza as comprovadas tecnologias de preparo de amostras e ensaios da QIAGEN[®] para fornecer *insights* clínicos para pacientes com suspeita de infecções gastrointestinais.



A verdadeira solução da amostra à descoberta

Validado para amostras coletadas em meio de transporte líquido (200µl) - não é necessário uma pipetagem precisa




Menos de um minuto de trabalho manual



Deteção de 24 patógenos em, aproximadamente, uma hora

24 patógenos



Estável em temperatura ambiente

Bactérias

- *Clostridium difficile* toxin A/B
- Enteroaggregative *E. coli* (EAEC)
- Enteroinvasive *E. coli* (EIEC)/*Shigella*
- Enteropathogenic *E. coli* (EPEC)
- Enterotoxigenic *E. coli* (ETEC) It/st
- *Campylobacter* spp.
- (*C. jejuni*, *C. upsaliensis*, *C. coli*)
- *Plesiomonas shigelloides*
- *Salmonella* spp.
- Shiga-like toxin producing *E. coli* (STEC) stx1/stx2
- Shiga-like toxin producing *E. coli* (STEC) O157:H7
- *Vibrio cholerae*
- *Vibrio parahaemolyticus*
- *Vibrio vulnificus*
- *Yersinia enterocolitica*

Vírus

- Adenovirus F40/41
- Astrovirus
- Norovirus GI
- Norovirus GII
- Rotavirus A
- Sapovirus (GI, GII, GIV, GV)

Parasitas

- *Cryptosporidium* spp.
- *Cyclospora cayentanensis*
- *Entamoeba histolytica*
- *Giardia lamblia*

Informações de catálogo - Equipamento

Produto	Conteúdo	Código do produto
QIAstat-Dx Analyzer 1.0	Equipamento consiste em um módulo operacional e um módulo analítico.	9002824
QIAstat-Dx Analytical Module	O módulo analítico contém <i>hardware</i> e <i>software</i> para teste e análise de amostras.	9002814
QIAstat-Dx Operational Module	Módulo com tela sensível ao toque com interface intuitiva	9002813

Informações de catálogo - Cartucho

Produto	Conteúdo	Código do produto
QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel	6 cartuchos embalados individualmente contendo todos os reagentes necessários para a preparação da amostra e RT-PCR em tempo real multiplex mais controle interno, incluindo 6 pipetas de transferência	691411

O QIAstat-Dx Analyzer e o QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel destinam-se ao diagnóstico *in vitro*.

Conheça QIAstat-Dx – a nova geração de testes sindrômicos

Acesse **QIAstat-Dx.com** para maiores informações

Marcas Registradas: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-DX™, DiagCORE® (Grupo QIAGEN). Marcas registradas, marcas comerciais, etc. usadas neste documento, mesmo quando não especificamente marcadas como tal, não devem ser considerados desprotegidos por lei

1115122 10/2018 PROM-13154-001 © QIAGEN 2018, todos os direitos reservados.

Vendas: **0800 55 77 79** ou **vendas.brasil@qiagen.com** | Suporte Técnico: **suportetecnico.brasil@qiagen.com**
| Website **www.qiagen.com.br**