


QIAstat-Dx[®] Painel Respiratório



A nova geração de *insights* sindrômicos

O painel respiratório QIAstat-Dx[®] utiliza as comprovadas tecnologias de preparo de amostras e ensaios da QIAGEN[®] para fornecer *insights* clínicos para pacientes com suspeita de infecções respiratórias.



Bactérias

- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Legionella pneumophila*
- *Bordetella pertussis*

Vírus

- Influenza A
- Influenza A subtype H1N1/2009
- Influenza A subtype H1
- Influenza A subtype H3
- Influenza B
- Coronavirus 229E
- Coronavirus HKU1
- Coronavirus NL63
- Coronavirus OC43
- Parainfluenza virus 1
- Parainfluenza virus 2
- Parainfluenza virus 3
- Parainfluenza virus 4
- Respiratory Syncytial virus A/B
- Human Metapneumovirus A/B
- Adenovirus
- Bocavirus
- Rhinovirus/Enterovirus

Informações de catálogo - Equipamento

Produto	Conteúdo	Código do produto
QIAstat-Dx Analyzer 1.0	Equipamento consiste em um módulo operacional e um módulo analítico.	9002824
QIAstat-Dx Analytical Module	O módulo analítico contém <i>hardware</i> e <i>software</i> para teste e análise de amostras.	9002814
QIAstat-Dx Operational Module	Módulo com tela sensível ao toque com interface intuitiva	9002813

Informações de catálogo - Cartucho

Produto	Conteúdo	Código do produto
QIAstat-Dx Respiratory Panel	6 cartuchos embalados individualmente contendo todos os reagentes necessários para a preparação da amostra e RT-PCR em tempo real multiplex mais controle interno, incluindo 6 pipetas de transferência	691211

O QIAstat-Dx Analyzer e o QIAstat-Dx Respiratory Panel destinam-se ao diagnóstico *in vitro*.

Conheça QIAstat-Dx – a nova geração de testes sindrômicos

Acesse **QIAstat-Dx.com** para maiores informações

Marcas Registradas: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-DX™, DiagCORE® (Grupo QIAGEN). Marcas registradas, marcas comerciais, etc. usadas neste documento, mesmo quando não especificamente marcados como tal, não devem ser considerados desprotegidos por lei

1115165 11/2018 PROM-12460-002 © QIAGEN 2018, todos os direitos reservados.

Vendas: **0800 55 77 79** ou **vendas.brasil@qiagen.com** | Suporte Técnico: **suportetecnico.brasil@qiagen.com**
| Website **www.qiagen.com.br**